


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nr2F2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24468

Numero articolo: CM0015251



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NR2F2 umano (fattore di trascrizione COUP 2). Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sullo sviluppo dell'ovaio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NR2F2 Rabbit pAb
Note/Alias	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7026
GeneID	7026
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di NR2F2 umano (NP_066285.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24468
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio