


Anticorpo Policlonale Anti-Nr5A2 Per Wb, Ihc-P - O00482

Numero articolo: CM0018409



introduzione

Anticorpo policlonale NR5A2 di coniglio validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per lo sviluppo epatico, il metabolismo del colesterolo e la ricerca sul virus dell'epatite B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NR5A2 Rabbit pAb
Note/Alias	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2494
GeneID	2494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-541 di NR5A2 umano (NP_995582.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00482
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca refrigerante