

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nras Per Wb - P01111

Numero articolo: CM0028193



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NRAS validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva NRAS umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sul percorso Ras-MAPK e in oncologia. UniProt P01111.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio NRAS (pAb)
Note/Alias	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; NRAS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4893
ID Gene	4893
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 90-189 di NRAS umano (NP_002515.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01111
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio