


Anticorpo Policlonale Anti-Nrcam Per Wb Ed Elisa - Q92823

Numero articolo: CM0022845



introduzione

Anticorpo policlonale anti-NRCAM (coniglio) per WB ed ELISA. Rileva NRCAM umano e murino, una molecola di adesione cellulare neuronale essenziale per la crescita dei neuriti e la formazione dei nodi di Ranvier.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRCAM Rabbit pAb
Note/Alias	NEDNMS; NRCAM
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4897
ID del gene	4897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-115 di NRCAM umano (Q92823).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q92823
Peso della proteina	144 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante