

Anticorpo Policlonale Anti-Nrd1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - O43847

Numero articolo: CM0029928

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NRD1 umano (nardilisina), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla maturazione assonale, mielinizzazione e funzione proteasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4898
ID Gene	4898
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-400 di NRD1 umano (NP_001095132.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43847
Peso Proteico	132kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio