

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nrf1 Per Wb, Elisa E Chip - Q16656

Numero articolo: CM0027256



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NRF1 validato per WB, ELISA e ChIP. Rileva NRF1 umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 240-449). Adatto per la ricerca sui fattori di trascrizione e sulla biologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRF1 Coniglio pAb
Note/Alias	ALPHA-PAL; NRF1
Specie	Umano
GeneID	4899
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 240-449 di NRF1 umano (NP_001035199.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16656
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio