


Anticorpo Policlonale Anti-Nrf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16236

Numero articolo: CM0014692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NRF2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche su stress ossidativo, citoprotezione e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NRF2 Rabbit pAb
Note / Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4780
GeneID	4780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 366-605 di NRF2 umano (NP_006155.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16236
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio