


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nrf2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16236

Numero articolo: CM0014689



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NRF2 umano (NP_006155.2, Q16236) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validato in cellule e tessuti umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sullo stress ossidativo, l'autofagia e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRF2 Rabbit pAb
Note/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4780
GeneID	4780
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q16236
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante