

## Policlonale Anticorpo Anti-Nrg1 Per Wb, Elisa - Q02297

Numero articolo: CM0017200



### introduzione

NRG1 Rabbit pAb per applicazioni Western blot e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Esplora la segnalazione NRG1-ERBB nella crescita cellulare, differenziazione e neurosviluppo. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | NRG1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDf, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1                                          |
| Specie              | Umana                                                                                                                      |
| GeneID (Umana)      | 3084                                                                                                                       |
| GeneID              | 3084                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di NRG1 umana (NP_039252.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | Q02297                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 70 kDa                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                          |