

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nrg4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwg1

Numero articolo: CM0025628

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la neuregulina-4 (NRG4) umana. Adatto per Western blot, immunistochemica e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Strumento di ricerca per studi sulla segnalazione della tirosin chinasi ERBB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NRG4 Rabbit pAb
Note/Alias	HRG4; NRG4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	145957
GeneID	145957
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 della NRG4 umana (NP_612640.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WWG1
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio