


Anticorpo Policlonale Anti-Nrip1 Per Wb, Elisa - P48552

Numero articolo: CM0025175



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a NRIP1 (RIP140), adatto per applicazioni di Western blot e ELISA. Rileva NRIP1 umano e murino, un coregolatore della trascrizione coinvolto nel ritmo circadiano e nello sviluppo renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NRIP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAKUT3; RIP140; NRIP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8204
GeneID	8204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 939-1158 di NRIP1 umano (NP_003480.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P48552
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio