

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nrip2 Per Wb, Elisa - Q9Bqi9

Numero articolo: CM0016869

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NRIP2 umano (proteina 2 interagente con il recettore nucleare), validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRIP2 pAb di coniglio
Note/alias	NRIP2
Specie	Umano
ID genico (umano)	83714
ID genico	83714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-281 di NRIP2 umano (NP_113662.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BQI9
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante