


Anticorpo Policlonale Anti-Nrp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60462

Numero articolo: CM0029180



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Neuropilina-2 umana (NRP2/VEGF165R2). Adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva bersagli umani, murini e ratto. Per applicazioni di ricerca vascolare e neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8828
ID Gene	8828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-219 della NRP2 umana (NP_957718.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60462
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio