


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nrxn1 Per Wb, Elisa - P58400 / Q9ULb1

Numero articolo: CM0012933



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NRXN1 di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Riconosce la neurexina-1-beta umana e murina, una molecola chiave di adesione sinaptica coinvolta nella formazione delle sinapsi. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRXN1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9378
GeneID	9378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-310 di NRXN1 umano (NP_001129131.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P58400 / Q9ULB1
Peso proteico	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio