

Anticorpo Policlonale Anti-Nrxn3 Per Wb, Elisa - Q9Hdb5/Q9Y4C0

Numero articolo: CM0016018

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NRXN3 umano, reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio del ruolo della neurexina-3 nell'adesione sinaptica e nella modulazione dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NRXN3
Note/Alias	C14orf60; NRXN3
Specie	Umano
GenelD (umano)	9369
GenelD	9369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 373-432 di NRXN3 umano (NP_620426.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
Peso della proteina	43kDa/47kDa/50kDa/69kDa/117kDa/153kDa/180kDa
Spedizione	Borsa refrigerante