


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nsa2 Per Wb E Elisa - O95478

Numero articolo: CM0015447



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NSA2 umano (TINP1/HCLG1), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | NSA2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                      |
| ID Gene (Umano)       | 10412                                                                                                                      |
| ID Gene               | 10412                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di NSA2 umano (NP_055701.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS                 | O95478                                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 30kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                          |