


Anticorpo Monoclonale Anti-Nsdhl Per Wb, Elisa - Q15738

Numero articolo: CM0003200



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NSDHL di grado di ricerca, validato per WB ed ELISA. Bersaglio: NSDHL umana (Q15738), una sterolo-4-alfa-carbossilato 3-deidrogenasi coinvolta nella biosintesi del colesterolo e nel traffico dell'EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NSDHL mAb di coniglio
Note/Alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
Specie	Umana
GeneID	50814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-150 della NSDHL umana (NP_057006.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15738
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio