

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nsf Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P46459

Numero articolo: CM0016897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro NSF umano (ATPasi di fusione delle vescicole), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per studi sul trasporto vescicolare e sulla funzione del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NSF pAb di coniglio
Note/Alias	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
Specie	Uomo
ID genico (umano)	4905
ID genico	4905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 251-400 di NSF umano (NP_006169.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P46459
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante