

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nsfl1C (P47) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

Numero articolo: CM0025325



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro NSFL1C/p47 umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su Golgi, mitosi e processi correlati a VCP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NSFL1C Rabbit pAb
Note/Alias	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	55968
ID gene	55968
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di NSFL1C umano (NP_057227.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNZ2
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio