

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nsl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Iy1

Numero articolo: CM0025783



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NSL1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina associata al cinetocore umano NSL1, cruciale per l'allineamento e la segregazione cromosomica mitotica. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cinetocore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio NSL1
Note/Alias	DC8, MIS14, C1orf48, NSL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	25936
GeneID	25936
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-281 di NSL1 umano (NP_056286.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96IY1
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio