

Anticorpo Policlonale Anti-Nsmf Per Wb, Elisa - Q6X4W1

Numero articolo: CM0027837

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NSMF per WB e ELISA; rileva NSMF umano e murino (noto anche come NELF o HH9), un fattore di segnalazione sinaptonucleare del recettore NMDA di 60 kDa coinvolto nella migrazione neuronale e nella citoarchitettura dei dendriti. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NSMF Rabbit pAb
Note/Alias	HH9; NELF; NSMF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26012
GeneID	26012
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 226-505 della NSMF umana (NP_001124443.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6X4W1
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio