

Anticorpo Policlonale Anti-Nsrp1 Per Wb, Elisa - Q9H0G5

Numero articolo: CM0022667

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NSRP1 (CCDC55/NSrp70), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per studi sullo splicing del pre-mRNA e sulla dinamica degli speckle nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	NSRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	84081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di NSRP1 umano (NP_115517.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H0G5
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante