

Anticorpo Monoclonale Anti-Nsun2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08J23

Numero articolo: CM0006956

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio NSUN2 validato per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva NSUN2 umano e murino, una RNA metiltransferasi coinvolta nella modifica di tRNA/mRNA e nello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio NSUN2
Note/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 617-708 di NSUN2 umano (NP_060225.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q08J23
Peso Proteico	86 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio