

Anticorpo Policlonale Anti-Nsun2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08J23

Numero articolo: CM0028055

introduzione

NSUN2 Rabbit pAb di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Prende di mira l'NSUN2 umano (Q08J23) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla metilazione dell'RNA e sulla differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NSUN2 Rabbit pAb
Note/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Specie	Umana
GenelD (Umana)	54888
GenelD	54888
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 617-708 di NSUN2 umano (NP_060225.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q08J23
Peso proteico	86 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio