

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nsun3 Per Wb E Elisa - Q9H649

Numero articolo: CM0016153

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NSUN3 umano, una metiltransferasi del tRNA mitocondriale associata a COXPD48. Validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NSUN3 Rabbit pAb
Note/Alias	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
Specie	Umana
ID del gene (umano)	63899
ID del gene	63899
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di NSUN3 umano (NP_071355.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H649
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio