


Anticorpo Policlonale Anti-Nsun5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P11

Numero articolo: CM0025617



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al NSUN5 umano (NOL1/p120), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Indagare il ruolo della metiltransferasi rRNA 28S nella traduzione proteica, nello sviluppo e nella sindrome di Williams-Beuren.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NSUN5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55695
GeneID	55695
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-429 del NSUN5 umano (NP_060514.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96P11
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio