

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nt5E/Cd73 - P21589

Numero articolo: CM0006191



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro NT5E/CD73 umano, validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'attività nucleotidasi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NT5E/CD73 Rabbit mAb
Note/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4907
GeneID	4907
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-547 di NT5E/CD73 umano (NP_002517.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21589
Peso proteico	57kDa/63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio