


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nth1 Per Wb, Elisa - P78549

Numero articolo: CM0003171



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la proteina NTH1 umana (Endonuclease III-like protein 1) per applicazioni Western blot e ELISA. Convalidato su campioni umani, adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e sul danno ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NTH1 Rabbit mAb
Note/Alias	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4913
GeneID	4913
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 della proteina NTH1 umana (NP_002519.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P78549
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio