


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ntmt1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv86

Numero articolo: CM0029462



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NTMT1 umano (N-terminal methyltransferase). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla cromatina e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NTMT1 Rabbit pAb
Note/Alias	NRMT; NRMT1; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A; NTMT1
Specie	Umano
GeneID (umano)	28989
GeneID	28989
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BV86
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio