


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ntpcr Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsd7

Numero articolo: CM0018617



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NTPCR convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva NTPCR umano e murino, una nucleoside-triphosphatasi correlata al cancro. Ideale per ricerche sul metabolismo nucleotidico e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NTPCR Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	THEP1, C1orf57, HCR-NTPase, NTPCR
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	84284
GeneID	84284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 91-190 della NTPCR umana (NP_115700.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BSD7
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio