


Anticorpo Policlonale Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Numero articolo: CM0020772



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro NTRK1, NTRK2 e NTRK3. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle neurotrofine e lo sviluppo di saggi neurobiologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	NTRK1/NTRK2/NTRK3 Rabbit pAb
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-796 di NTRK1/NTRK2/NTRK3 umano (NP_002520.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Spedizione	Sacco di ghiaccio