

Anticorpo Policlonale Anti-Nts Per Wb, If-P, Elisa - P30990

Numero articolo: CM0015218



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'NTS umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la funzione della neurotensina nel metabolismo dei grassi e nella contrazione della muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NTS Rabbit pAb
Note/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4922
GeneID	4922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-148 dell'NTS umano (NP_006174.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P30990
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio