

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nts Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30990

Numero articolo: CM0013752



introduzione

NTS Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che riconosce la neurotensina/neuromedina N umana, murina e rat. Validato per WB, IHC-P ed ELISA, è ideale per esplorare i ruoli della neurotensina nel metabolismo dei grassi e nella regolazione della muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NTS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4922
Gene ID	4922
Immunogeno	peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-170 della NTS umana (NP_006174.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P30990
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio