

Anticorpo Policlonale Anti-Ntsr1 Per Wb E Elisa - P30989

Numero articolo: CM0028068



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore della neurotensina di tipo 1 (NTSR1) ad alta affinità, validato per WB e ELISA, reattivo contro uomo e topo. Adatto per applicazioni di ricerca sulla segnalazione GPCR e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NTSR1 Rabbit pAb
Note / Alias	NTR; NTSR1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4923
ID Gene	4923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di NTSR1 umano (NP_002522.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P30989
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio