

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nuak1 Per Wb, Elisa - O60285

Numero articolo: CM0018934

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la chinasi NUA1/ARK5 umana, validato per applicazioni di western blotting e ELISA. Rileva proteine sia umane che di ratto; ideale per lo studio delle vie di segnalazione dell'adesione cellulare, della senescenza e della progressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUAK1 Rabbit pAb
Note/Alias	ARK5, NUA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9891
GeneID	9891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 362-661 della proteina NUA1 umana (NP_055655.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	O60285
Peso proteico	74 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio