

Anticorpo Policlonale Anti-Nuak2 Per If/Icc - Q9H093

Numero articolo: CM0023960

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUAK2 umano (SNARK), validato per immunofluorescenza/immunocitochimica. Utilizzato per la ricerca su apoptosi, migrazione cellulare, segnalazione Hippo e sviluppo del tubo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUAK2 Rabbit pAb
Note/Alias	NUAK2; SNARK; NUAK family kinase 2
Specie	umana
GeneID (Umano)	81788
GeneID	81788
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9H093
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio