


Anticorpo Policlonale Anti-Nub1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5A7

Numero articolo: CM0018792



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio NUB1 validato per WB, IF/ICC, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Mira a NEDD8 ultimate buster 1, un regolatore negativo del sistema di coniugazione NEDD8, adatto per la ricerca sulla degradazione del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio NUB1
Note/Alias	BS4; NUB1L; NYREN18; NUB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51667
GeneID	51667
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di IFT140 umano (NP_001350458.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5A7
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio