

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nubp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P53384

Numero articolo: CM0020059

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NUBP1, validato per WB, IHC-P, ELISA. Mira al fattore di assemblaggio del cluster Fe-S citosolico NUBP1, reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Ideale per studiare la biogenesi delle proteine ferro-zolfo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	NBP; NBP1; CIAO5; NBP35; NUBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4682
GeneID	4682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-320 di NUBP1 umano (NP_002475.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53384
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio