

Anticorpo Policlonale Anti-Nucb2 Per Wb, Elisa - P80303

Numero articolo: CM0014253

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la NUCB2 umana, validato per WB ed ELISA.

Adatto per la ricerca sull'omeostasi del calcio, il metabolismo energetico e la segnalazione delle proteine G. Reagisce crociatamente con campioni umani e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUCB2 Rabbit pAb
Note/Alias	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4925
GeneID	4925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 321-420 della NUCB2 umana (NP_005004.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	P80303
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante