

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nucks1 Per Wb Ed Elisa - Q9H1E3

Numero articolo: CM0022402

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NUCKS1 di alta qualità, validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso specie umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della riparazione del DNA tramite ricombinazione omologa e della dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUCKS1 Rabbit pAb
Note/Alias	JC7; NUCKS; NUCKS1
Specie	Umana
GeneID (umano)	64710
GeneID	64710
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di NUCKS1 umano (NP_073568.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H1E3
Peso della proteina	27kDa
Spedizione	Borsa refrigerante