


Anticorpo Monoclonale Contro Proteina Della Matrice Nucleare P84 (Thoc1) Per Wb, Ip, Elisa - Q96Fv9

Numero articolo: CM0011268



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Proteina della matrice nucleare p84 (THOC1) con accessione SWISS Q96FV9. Adatto per western blot, immunoprecipitazione e ELISA su campioni di origine umana, topo e ratto. Per studi sul complesso TREX e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Proteina della matrice nucleare p84 (THOC1) mAb di coniglio
Annotazioni / Alias	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Nuclear Matrix Protein p84 (THOC1)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9984
ID gene	9984
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 350-450 della Proteina della matrice nucleare p84 (THOC1) umana (NP_005122.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96FV9
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio