


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteina Della Matrice Nucleare P84 (Thoc1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Fv9

Numero articolo: CM0027912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THOC1/p84 umano (76kDa). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Esplora l'esportazione di mRNA, apoptosi, cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Proteina della Matrice Nucleare p84 (THOC1)
Note/Alias	P84; HPRI; P84N5; DFNA86; Proteina della Matrice Nucleare p84 (THOC1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	9984
GeneID	9984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 428-657 della Proteina della Matrice Nucleare p84 umana (NP_005122.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96FV9
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio