

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nucleobindina-1 (Nucb1) Per Wb Ed Elisa - Q02818

Numero articolo: CM0021541



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la nucleobindina-1 umana (NUCB1/CALNUC), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per lo studio delle funzioni della proteina legante il calcio dell'apparato di Golgi e della segnalazione delle proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio NUCB1
Note/Alias	NUC; CALNUC; NUCB1
Specie	Umana
GeneID (umana)	4924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-461 della NUCB1 umana (NP_006175.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q02818
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante