

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nucleolina (Ncl) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19338

Numero articolo: CM0025732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NCL di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la nucleolina umana e murina, una proteina nucleolare maggiore. Ideale per la ricerca su cromatina e ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NCL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C23; Nsr1; NCL
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4691
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-466 della NCL umana (NP_005372.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P19338
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio