

Anticorpo Monoclonale Anti-Nucleofosmina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Numero articolo: CM0008538



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-Nucleofosmina validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi, la duplicazione dei centrosomi e la regolazione dei geni oncosoppressori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nucleofosmina Rabbit mAb
Note/Alias	B23; NPM
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4869
GeneID	4869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 9-122 della NPM1 umana (NP_001238905.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06748
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio