


Anticorpo Policlonale Anti-Nudc Per Wb, Elisa - Q9Y266

Numero articolo: CM0027519



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUDC umano (proteina di migrazione nucleare nudC), validato per WB ed ELISA. Adatto per rilevare NUDC in campioni umani, di topo e di ratto. Immunogeno ricombinante, 38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUDC Rabbit pAb
Note/Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10726
GeneID	10726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-331 di NUDC umano (NP_006591.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y266
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio