


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nudc Per Wb Ed Elisa - Q9Y266

Numero articolo: CM0009737



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la NUDC umana, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con la NUDC di topo e ratto. Ideale per lo studio della mitosi, della citocinesi e della neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NUDC
Note/alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10726
GeneID	10726
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 232-331 della NUDC umana (Q9Y266).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y266
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante