

Anticorpo Monoclonale Anti-Nudel/Ndel1 Per Wb, Elisa - Q9Gzm8

Numero articolo: CM0010254



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-NUDEL/NDEL1 validato per Western blot e ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla neurosviluppo, l'organizzazione del citoscheletro e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUDEL/NDEL1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	81565
Gene ID	81565
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di NUDEL/NDEL1 umano (Q9GZM8).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZM8
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio