

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nudt15 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Numero articolo: CM0013311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUDT15 umano, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo nucleotidico, della risposta ai farmaci tiopurinici e della sintesi del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUDT15 Rabbit pAb
Note / Alias	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55270
GeneID	55270
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 di NUDT15 umano (NP_060753.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NV35
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio