

Anticorpo Policlonale Anti-Nudt16 Per Wb, Elisa - Q96De0

Numero articolo: CM0021023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUDT16, un enzima di decapping dell'U8 snoRNA e un sanificatore del pool nucleotidico. Validato per WB e ELISA in esseri umani e topi. Ideale per studi sul metabolismo dell'RNA e il controllo della qualità degli acidi nucleici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUDT16 Rabbit pAb
Note/Alias	NUDT16
Specie	Umana
ID gene	131870
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-130 della NUDT16 umana (NP_689608.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q96DE0
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio